



ダブル Au リング電極

6.00353.100

酸化還元滴定のために分極化される金リングを2つ伴うガラスシャフト電極(バイポルタンメトリー滴定)。

この電極はビタミンCの測定に非常に良く適しており、酷く付着したサンプルも容易に洗浄することができます。

納品範囲 6.00353.100

Qt.	Order no.	説明
10 Stk	6.1236.050	Sleeve with SGJ 14/12 mm



ホルダー 6.2008.050 とともに使用すると 807 Dosing Unit の電極用のホルダーになります。



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.2104.020	Electrode cable / 1 m / F



6.02104.040 電極ケーブル プラグヘッド G (Pol) / プラグ P、0.55 m

アナログ分極性電極 (プラグヘッド G) を OMNIS のアナログ測定モジュールに接続するケーブル



6.02104.050 電極ケーブル プラグヘッド G (Pol) / プラグ P、1.5 m

アナログ分極性電極 (プラグヘッド G) を OMNIS のアナログ測定モジュールに接続するケーブル

