



複合iAgリング電極

6.00450.300

センサーデータのためのメモリーチップが内蔵されたインテリジェントな銀リング電極。
この電極は、例えば以下のような様々なpH値 (滴定試薬硝酸銀) での沈殿滴定に適しています:

- 塩化物、臭化物、ヨウ化物
- 硫化物
- 硫化水素
- メルカプタン
- シアン化物

固定グラウンドジョイントダイアフラムは汚れに強く、固く溶解した銀リングは、濃度の比較的高い酸および食塩水に耐性があります。

参照電解質として、および保管用に $c(\text{KNO}_3) = 1 \text{ mol/L}$ が使用されます。

納品範囲 6.00450.300

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

1 PCS

6.1236.050

Sleeve with SGJ 14/12 mm



1 PCS

6.2008.040

保存容器

ホルダー 6.2008.050 とともに使用すると 807 Dosing Unit の電極用のホルダーになります。



オプションアクセサリ

Order no.	説明
-----------	----

2.854.0010 854 iConnect

854 iConnect - インテリジェント電極 «iTrodes» 用の電極ケーブルと測定アンプ (ケーブル長さ 150 cm)。



6.2310.010 Electrolyte KNO3-1mol/L 250 mL

