



Pt1000 内蔵の複合 dF ISE

6.00500.300

温度センサー Pt1000 内蔵の OMNIS のための結晶膜を有する複合デジタルフッ化物選択性電極。このイオン選択性電極は以下の用途に適しています:

- F^- (10^{-6} mol/L から飽和点まで) のイオン測定
- 自動イオン測定
- 滴定

参照内部液: $c(KCl) = 3 \text{ mol/L}$

電極は参照内部液に保管されます。

dTrode は OMNIS Titrator にて使用できます。

納品範囲 6.00500.300

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

100 Stk

6.1236.050

Sleeve with SGJ 14/12 mm



100 Stk

6.2008.040

保存容器

ホルダー 6.2008.050 とともに使用すると 807 Dosing Unit の電極用のホルダーになります。



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.2308.050	Electrolyte 3 mol/L KCl (50 mL) 
6.2308.020	Electrolyte 3 mol/L KCl (250 mL) 
6.2313.000	Electrolyte 3 mol/L KCl (1000 mL) 
6.02104.300	電極ケーブル プラグヘッド Q / プラグ P、0.55 m dTrode (プラグヘッド Q) を OMNIS のデジタル測定モジュールに接続するケーブル 

6.02104.310 電極ケーブル プラグヘッド Q / プラグ P、1.5 m

dTrobe (プラグヘッド Q) を OMNIS のデジタル測定モジュールに接続するケーブル

