



Metrosep A Supp 19 - 100/4.0

6.01034.410

卓越した分離特性と高静電容量 – これが、Metrosep A Supp 19 製品群をカラムポートフォリオから明確に際立たせている理由です。最高のピーク対称性と選択性、そして高い熱的、機械的、化学的安定性を特徴とし、より高い流速と圧力に対して非常に堅牢で安定したものとなっています。

Metrosep A Supp 19 製品群の中で最も短いアニオン分離カラムは、100 mmのバリエーションであり、高速で堅牢な分析が必要なシンプルな用途に最適です。流量を上げると、標準的な陰イオンを7分以内に確実に測定することができます。このような高流量であっても、フッ化物とインジェクションピークとの分離は保証されています。短い溶出時間で高いサンプルスループットを実現し、受託ラボやルーチン分析において特に重要な役割を果たします。

Metrosep A Supp 19 - 100/4.0 のもう一つの用途は、過塩素酸塩やクエン酸塩など、通常は非常に遅く溶出する分析物の測定です。高流速と強力な溶離液により、このような分析物でも短時間で測定することができ、分析全体の時間短縮と効率化を実現します。

納品範囲 6.01034.410

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

2 PCS

6.2744.060

Threaded stopper



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.01034.500	Metrosep A Supp 19 Guard/4.0

