



強化チップ付きのKFT滴定ヘッド (P&P)

6.01403.050

OMNIS Sample Robot Pick&PlaceのPick&Place モジュールでのカール フィッシャー滴定用の滴定ヘッド。2本の強化された反拡散チップに加え、滴定ヘッドにはホモジナイザー（Polytron 1300D）またはロッドスターラーを使用するための開口部が設けられています。

納品範囲 6.01403.050

Qt.	Order no.	説明
2 PCS	6.1808.000	Connection bushing M6



2 PCS

6.2726.090 拡散防止バルブ

拡散防止用ビュレットチップ6.1541.XXX、 6.1543.130、
6.1543.140、 6.1543.150、 6.1543.160、 6.1543.200



オプションアクセサリー

Order no.	説明
-----------	----

6.9012.010 Dispersing aggregate for Polytron, 157 mm



6.01201.000 6.01403.050用ロッドスターラスリーブ

滴定ヘッド6.01403.050にホモジナイザーの代わりにロッドスターラ
を使用するためのロッドスターラスリーブ

