



カール フィッシャー容量滴定のための滴定容器 上部 Eco

6.01405.050

Eco KF Titratorを含むカールフィッシャー容量滴定のための滴定容器の上部

納品範囲 6.01405.050

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	6.1454.130	Form seal made of FPM for 61414xxx



オプションアクセサリ

Order no.	説明	
6.01408.010	カールフィッシャー滴定セル用パッキンキット	
	6.05609.000および6.05609.010に適したパッキンキット一式。	
6.02709.010	ストッパー	
6.02709.020	セプタムストッパー	
6.02709.030	ねじニップル	

6.02709.040 流出防止ストッパー

滴定容器用蓋6014050X0用の流出防止ストッパー。



6.02711.000 ペーストスプーン

ハチミツ、化粧品、油脂、または様々な乳製品などのペースト状物質のカールフイッシャー水分測定での使用に適しています。

ペーストスプーンを使用すると、高粘度サンプルの添加が容易になります。他の薬さじと同様に取り扱いが簡単になり、ペーストをカールフイッシャー滴定容器に、容易かつ迅速に、サンプルを損失することなく添加できます。

高粘度サンプルを素早く完全に溶解させるために、ホモジナイザーの使用も推奨します。

滴定容器用蓋 6014050X0 に対応。

