



別個のパHガラス電極

6.0150.100

水性pH測定または非水性媒体中の電位差測定用pHガラス電極。このpH電極は、参照電極と一緒に使用する必要があります。

- 最適化された長さは、サンプルチェンジャーアプリケーションに理想的です
 - 電氣的にシールドされています
 - 信頼性の高い結果を得るための青色Tガラス
- 蒸留水で保存します。

納品範囲 6.0150.100

Qt.	Order no.	説明
100 Stk	6.1236.050	Sleeve with SGJ 14/12 mm



ホルダー 6.2008.050 とともに使用すると 807 Dosing Unit の電極用のホルダーになります。



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.2104.020	Electrode cable / 1 m / F



6.0726.100 Ag/AgCl参照電極 (長さ 12.5 cm)

ダブルジャンクションシステムを備えた銀/塩化銀参照電極、取り付け長さ10 cm。

すり合わせ14/15により簡単に取り付けことができ、また、汚れに耐性のあるフレキシブルなグラウンドジョイントダイアフラムといつでも取り換えることが可能です。参照電解質およびブリッジ電解質は、用途に応じて自由に選択でき、また容易に交換することができます。このセンサーは、電解質充填なしで納品されます。



6.0750.100 LL ISE 参照電極

ダブルジャンクションシステムを備えた銀/塩化銀参照電極。

この参照電極は以下の用途に非常に良く適しています:

- 自動アプリケーション
- イオン測定
- 界面活性剤滴定

汚れに耐性のあるグラウンドジョイントダイアフラムにより、再現性のある一定した電解質流出が得られます。加えて、より優れた信号安定性のため、参照電解質がゲル化します。センサーはブリッジ電解質としてc (KCl) = 3 mol/Lが充填されて納品されますが、これは用途に応じて自由に選択し、交換することができます。

