



Solvotrode easyClean (固定式ケーブル 2.0 m)

6.0229.020

あらゆる自動化された酸/塩基の非水滴定のためのフレキシブルなeasyCleanダイアフラムおよび固定式ケーブル (2.0 m) 付き複合pH 電極。

ガラスメンブランは導電性の低い溶液のために最適化されており、洗浄の容易なeasyCleanダイアフラムにより、この電極は汚れの酷いサンプル (たとえば廃油) にも適しています。

電極は、非水参照内部液 (塩化リチウムまたはTEABr) と共に用いることができます。適切な参照内部液にて保管。

納品範囲 6.0229.020

Qt.	Order no.	説明
100 Stk	6.1236.050	Sleeve with SGJ 14/12 mm



ホルダー 6.2008.050 とともに使用すると 807 Dosing Unit の電極用のホルダーになります。



オプションアクセサリー

Order no.	説明
6.2320.000	TEABr 0.4 mol/L in ethylene glycol (250 mL)



6.02109.000	アダプタケーブルOMNIS
-------------	---------------

このアダプタケーブル（ソケットF、プラグP）は、固定ケーブル付きで、温度センサーの無いセンサー（例えばOptrodeまたはSolvotrode easyCleanなど）のOMNISアナログ測定モジュールへの接続に適しています。

