



Solvotrode

6.0229.100

あらゆる酸/塩基の非水滴定のための複合pH 電極。ガラスメンブランは導電性の低い溶液のために最適化されており、フレキシブルなグランドジョイントダイアフラムにより、この電極は汚れの酷いサンプルにも適しています。電極は、非水性参照内部液（塩化リチウムもしくはTEABr）と共に用いることができます。適切な参照内部液にて保管。

納品範囲 6.0229.100

Qt.	Order no.	説明
100 Stk	6.2008.040	保存容器

ホルダー 6.2008.050 とともに使用すると 807 Dosing Unit の電極用のホルダーになります。



オプションアクセサリー

Order no.	説明
6.2320.000	TEABr 0.4 mol/L in ethylene glycol (250 mL)


