



Porotrode

以下のサンプルにおけるpH測定/滴定のための複合 pH 電極:

- タンパク質を含むサンプル (食料品、生体サンプル)
- 汚れの酷いサンプル
- 粘性のあるサンプル

特別に開発されたキャピラリーダイアフラムおよび参照内部液 Porolyt (6.2318.000) により、タンパク質を含む溶液において最適な性能が実現されます。保存液で保管。

納品範囲

Qt.	Order no.	説明
100 Stk	6.1236.050	Sleeve with SGJ 14/12 mm



ホルダー 6.2008.050 とともに使用すると 807 Dosing Unit の電極用のホルダーになります。



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.2318.010	Porolyt 50 mL



6.2325.100 洗浄液 3 x 50 mL



6.2104.020 Electrode cable / 1 m / F



6.2104.030 Electrode Cable 2 m / F

