



Viscotrode

6.0239.100

以下のサンプルにおけるpH測定/滴定のための複合pH 電極:

- 粘性のあるサンプル (例えば栄養液、エマルジョンなど)
- タンパク質または硫化物を含む媒質

フレキシブルなグラッドジョイントダイアフラムは汚れに耐性があり、洗浄も簡単です。
参照内部液: $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ 、保存液で保管。

オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.2104.020	Electrode cable / 1 m / F



6.2104.030 Electrode Cable 2 m / F



6.2308.020 Electrolyte 3 mol/L KCl (250 mL)



6.2323.000 Storage solution



6.2325.000 pHit kit



