



Aquatrode plus

6.0253.100

低濃度イオンの水性溶媒 (例えば飲料水、プロセス水など) におけるpH滴定のための複合pH 電極。この電極は、これらのサンプルにおいて非常に速い応答時間を示します。固定グランドジョイントダイアフラムは汚れに対して耐性があります。

ブリッジ内部液として $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol / L}$ を使用する場合、保存液中での保存が推奨されます。ブリッジ内部液は、塩化物フリーの内部液 (例えば、硝酸カリウム $c(\text{KNO}_3) = 1 \text{ mol/L}$ (6.2310.010)) と交換することができます。使用する内部液にて保管します。

納品範囲 6.0253.100

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

1 PCS

6.1236.050

Sleeve with SGJ 14/12 mm



1 PCS

6.2008.040

保存容器

ホルダー 6.2008.050 とともに使用すると 807 Dosing Unit の電極用のホルダーになります。



オプションアクセサリ

Order no.	説明
-----------	----

6.2104.020 Electrode cable / 1 m / F



6.2104.030 Electrode Cable 2 m / F



6.2308.020 Electrolyte 3 mol/L KCl (250 mL)



6.2310.010 Electrolyte KNO₃-1mol/L 250 mL



6.2323.000 Storage solution



6.2325.000 pHit kit



6.2325.100 洗淨液 3 x 50 mL

