



Profitrode (長さ12.5 cm)

6.0255.100

ダブルジャンクションシステムを備えた複合pH電極、取り付け長さ11.3 cm。この電極は、以下のようなサンプルのpH測定/滴定に適しています。

- センサーの参照システムを汚すサンプル (例えば浴槽、硫化物を含むサンプルなど)
- 塩化カリウム $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ に参照内部液として用いることのできないサンプル (例えばサンプルとカリウムまたは塩化物の反応など)

電極には、必要に応じて取り換えることのできる、汚れに耐性のあるフレキシブルなグランドジョイントダイアフラムが装備されています。

塩橋(えんきょう)として $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ を使用する場合、保存液中での保存が推奨されます。

塩橋(えんきょう)は、適切な電解液 (例えば硝酸カリウム $c(\text{KNO}_3) = 1 \text{ mol/L}$ (6.2310.010)) と交換することができます。使用する電解液にて保管してください。

Profitrodeは、以下の製品番号において他の長さの製品も入手可能です:

- 6.0255.110: 長さ17.8 cm
- 6.0255.120: 長さ31.0 cm

納品範囲 6.0255.100

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	6.1236.050	Sleeve with SGJ 14/12 mm
		
1 PCS	6.2008.040	保存容器
ホルダー 6.2008.050 とともに使用すると 807 Dosing Unit の電極用のホルダーになります。		
		

オプションアクセサリ

Order no.	説明	
6.1243.020	Ground diaphragm	
6.2104.020	Electrode cable / 1 m / F	
6.2104.030	Electrode Cable 2 m / F	
6.2308.020	Electrolyte 3 mol/L KCl (250 mL)	

6.2310.010 Electrolyte KNO3-1 mol/L 250 mL



6.2323.000 Storage solution



6.2325.000 pHit kit



6.2325.100 洗淨液 3 x 50 mL

