



Unitrode

6.0259.100

pH滴定のための複合pH 電極。これは、特に以下の用途に適しています:

- 困難なサンプル、粘性のあるサンプル、あるいはアルカリ性のサンプルにおけるpH滴定
- 高温時

固定グランドジョイントダイアフラムは汚れに対して耐性があります。

参照内部液: $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol / L}$ 、保存液で保管。

代替: $T > 80^\circ \text{ C}$ での滴定用参照内部液: イドロライト、イドロライトで保管。

納品範囲 6.0259.100

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

100 Stk

6.1236.050

Sleeve with SGJ 14/12 mm



100 Stk

6.2008.040

保存容器

ホルダー 6.2008.050 とともに使用すると 807 Dosing Unit の電極用のホルダーになります。



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.2308.020	Electrolyte 3 mol/L KCl (250 mL)



6.2308.040	Idrolyte (250 mL)
------------	-------------------



6.2323.000	Storage solution
------------	------------------



6.2325.000	pHit kit
------------	----------



6.2325.100 洗淨液 3 x 50 mL



6.2104.020 Electrode cable / 1 m / F



6.2104.030 Electrode Cable 2 m / F

