



# Ecotrode plus

6.0262.100

水性酸/塩基滴定のための複合pH 電極。固定グランドジョイントダイアフラムは汚れに対して耐性があります。参照内部液:  $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ 、保存液で保管。

納品範囲 6.0262.100

| Qt.   | Order no.  | 説明                       |
|-------|------------|--------------------------|
| 1 PCS | 6.1236.050 | Sleeve with SGJ 14/12 mm |



ホルダー 6.2008.050 とともに使用すると 807 Dosing Unit の電極用のホルダーになります。



## オプションアクセサリ

| Order no. | 説明 |
|-----------|----|
|-----------|----|

6.2104.020 Electrode cable / 1 m / F



6.2104.030 Electrode Cable 2 m / F



6.2308.020 Electrolyte 3 mol/L KCl (250 mL)



6.2323.000 Storage solution



6.2325.000      pHit kit



6.2325.100      洗淨液 3 x 50 mL

