



EtOH-Trode

6.0269.100

非水媒質における pH 測定 (例えばエタノール中の pH e など) のためのダブルジャンクションシステムを備えた複合 pH 電極。

電極は、汚れに耐性のある固定グランドジョイントダイアフラムを装備しており、塩橋は自由に選択することができます (水性または非水性)。

塩橋として $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ を使用する場合、保存液中での保存が推奨されます。その他の塩橋を使用する場合、使用するそれぞれの電解液中での保存が推奨されます。

出荷時、参照内部液 ("INNER FILLING") と塩橋 ("OUTER FILLING") 用の両方のチャンバには、 $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/l}$ が充填されています。

納品範囲 6.0269.100

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

1 PCS

6.1236.050

Sleeve with SGJ 14/12 mm



1 PCS

6.2008.040

保存容器

ホルダー 6.2008.050 とともに使用すると 807 Dosing Unit の電極用のホルダーになります。



オプションアクセサリ

Order no.	説明	
6.2104.020	Electrode cable / 1 m / F	
6.2104.030	Electrode Cable 2 m / F	
6.2308.020	Electrolyte 3 mol/L KCl (250 mL)	
6.2310.010	Electrolyte KNO3-1mol/L 250 mL	

6.2320.000 TEABr 0.4 mol/L in ethylene glycol (250 mL)



6.2323.000 Storage solution



6.2325.000 pHit kit



6.2325.100 洗浄液 3 x 50 mL

