



ダブルPtシート電極

6.0309.100

酸化還元滴定のために分極化されるプラチナシート(0.15 x 8 x 8 mm)を2つ伴うガラスシャフト電極(バイポルタンメトリー滴定)。この電極は以下の用途に非常に良く適しています:

- ビタミンCの測定
- 窒素の電量測定
- 臭素指数
- ワインに含まれる亜硫酸 (SO_2)
- Winkler (ウィンクラー) 法による酸素含有量

納品範囲 6.0309.100

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

ホルダー 6.2008.050 とともに使用すると 807 Dosing Unit
の電極用のホルダーになります。



オプションアクセサリ

Order no.	説明	
6.2104.020	Electrode cable / 1 m / F	