



分離Ptロッド電極

6.0331.000

このメタル電極は参照電極 (参照電解質としての $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$) と一緒に使用しなければならず、以下の用途に適しています:

- 酸化還元滴定のため
- 微分電位差のAEとして

ポリプロピレン製の頑丈なシャフトおよびメタルロッドは、個々に交換することができます。

納品範囲 6.0331.000

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----



オプションアクセサリ

Order no.	説明	
6.1241.030	Electrode shaft	
6.1248.000	Platinum Electrode Rod	
6.0729.100	Ag/AgCl 参照電極 (長さ 12.5 cm) 個別に保護され、かつダブルジャンクションシステムを備えた銀/塩化銀参照電極、取り付け長さ 10 cm。 この参照電極は以下の用途に非常に良く適しています: ● 非水系サンプル ● 微分電位差 すり合わせ 14/15 により簡単に取り付けことができ、また、汚れに耐性のあるフレキシブルなグラウンドジョイントダイアフラムといつでも取り換えることが可能です。参照電解質および塩橋は、用途に応じて自由に選択でき、また容易に交換することができます。センサーは、電解質充填なしで納品されます。	

6.2308.020

Electrolyte 3 mol/L KCl (250 mL)

