




付属品キット: CEP

6.05000.300

納品範囲 6.05000.300

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	6.01805.470	FEP チューブ M6、1/8" x 1.59 mm、500 mm、CT OUT


イオンクロマトグラフの Continuous Anion Trap の出口と Waste Collector を接続する FEP チューブ。



1 PCS

6.01831.010

PEEK 製キャピラリー、0.25 mm、HPP OUT



1 PCS

6.01831.020

PEEK 製キャピラリー、0.25 mm、EPC OUT



1 PCS

6.01831.030

PEEK 製キャピラリー、0.25 mm、CT OUT




1 PCS

6.01831.040

PEEK 製キャピラリー、0.25 mm、H-DEG OUT

948 Continuous IC Module, CEP の High-Pressure Degasser (H-DEG) とイオンクロマトグラフのインジェクタを接続する PEEK 製キャピラリー。



1 PCS

6.01831.050

PEEK 製キャピラリー、0.25 mm、H-DEG Rinse



1 PCS

6.2053.030

固定ベルト、6.2744.340用、25 x 50 mm

固定ベルト、IC機器 Dosino グラジェント用



2 PCS

6.2744.070

Pressure screw short



2 PCS

6.2744.080

M6 thread / UNF 10/32 adapter



