



ナトリウム選択性ガラス電極

6.0501.100

ナトリウム選択性皮膜ガラスおよびすり合わせを有するガラス電極。

このイオン選択性電極は参照電極と組み合わせて使用しなければならず、以下の用途に適しています:

- Na^+ (10^{-5} ~1 mol/L) のイオン測定
- 滴定

この電極は、果汁・野菜飲料のような困難なマトリックス、塩素酸塩または過塩素酸塩を含むサンプルに適しています。

オプションアクセサリー

Order no.	説明
-----------	----



ダブルジャンクションシステムを備えた銀/塩化銀参照電極。
この参照電極は以下の用途に非常に良く適しています:

- 自動アプリケーション
- イオン測定
- 界面活性剤滴定



汚れに耐性のあるグラウンドジョイントダイアフラムにより、再現性のある一定した電解質流出が得られます。加えて、より優れた信号安定性のため、参照電解質がゲル化します。センサーはブリッジ電解質として $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ が充填されて納品されますが、これは用途に応じて自由に選択し、交換することができます。