



NH₃選択性ガス皮膜電極 (低濃度)

6.0506.100

10⁻² mol/Lの低濃度のためのアンモニア選択性複合ガス皮膜電極、例えば:

- 飲料水中
- ボイラー給水中
- ミネラルウォーター中

皮膜モジュール全体は、必要に応じて簡単に交換することができます。これらは個々に試験、認証されます。

納品範囲 6.0506.100

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

100 Stk

6.1236.050

Sleeve with SGJ 14/12 mm



100 Stk

6.2008.040

保存容器

ホルダー 6.2008.050 とともに使用すると 807 Dosing Unit の電極用のホルダーになります。



オプションアクセサリ

Order no.	説明	
6.1255.000	Replacement Kit for NH3-selective Electrode 6.0506.100	
6.2104.020	Electrode cable / 1 m / F	
6.2316.030	Inner filling solution to 6.0506.100 electrode	