



NH₃選択性ガス皮膜電極 (高濃度)

10⁻⁴ mol/Lより高い濃度のためのアンモニア選択性複合ガス皮膜電極、例えば

- 廃水中
- 油分を含むサンプル中
- 長時間の測定において

汚れた皮膜は、低コストで個別に交換することができます。

納品範囲

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

100 Stk

6.1236.050

Sleeve with SGJ 14/12 mm



100 Stk

6.2008.040

保存容器

ホルダー 6.2008.050 とともに使用すると 807 Dosing Unit の電極用のホルダーになります。



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.2316.030	Inner filling solution to 6.0506.100 electrode



6.2104.020 Electrode cable / 1 m / F

