



## 複合ポリマー皮膜電極、Ca

6.0510.100

ポリマー皮膜を有するカルシウム選択性複合電極。  
このイオン選択性電極は以下の用途に適しています：

- 水性溶液における $\text{Ca}^{2+}$  ( $5 \cdot 10^{-7} \sim 1 \text{ mol/L}$ ) のイオン測定
- 錯(逆)滴定 (たとえば水の硬度の測定など)

頑丈で耐破損性のポリプロピレン製合成樹脂シャフト、および高分子膜のための衝撃保護により、これは機械的に非常に耐性の高いセンサーとなっています。

参照電解質としては、 $c(\text{NH}_4\text{NO}_3) = 1 \text{ mol/L}$  で使用されます。

納品範囲 6.0510.100

| Qt. | Order no. | 説明 |
|-----|-----------|----|
|-----|-----------|----|

100 Stk

6.1236.050

Sleeve with SGJ 14/12 mm



---

100 Stk

6.2008.040

保存容器

ホルダー 6.2008.050 とともに使用すると 807 Dosing Unit の電極用のホルダーになります。



## オプションアクセサリ

| Order no.  | 説明                                                          |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| 6.2327.000 | Electrolyte NH <sub>4</sub> NO <sub>3</sub> 1 mol/L (50 mL) |



---

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| 6.2104.020 | Electrode cable / 1 m / F |
|------------|---------------------------|

