



複合ポリマー皮膜電極、K

6.0510.110

ポリマー皮膜を有する複合カリウム選択性電極。
このイオン選択性電極は以下の用途に適しています：

- 水性溶液における K^+ ($10^{-7} \sim 1$ mol/L) のイオン測定
- 水性溶液での滴定

頑丈で耐破損性のポリプロピレン製合成樹脂シャフト、および高分子膜のための衝撃保護により、これは機械的に非常に耐性の高いセンサーとなっています。
参照電解質としては、 $c(\text{CH}_3\text{COOLi}) = 1$ mol/L で使用されます。

納品範囲 6.0510.110

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

10 Stk

6.1236.050

Sleeve with SGJ 14/12 mm



10 Stk

6.2008.040

保存容器

ホルダー 6.2008.050 とともに使用すると 807 Dosing Unit の電極用のホルダーになります。



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.2328.000	酢酸リチウム電解液 1 mol/L (50 mL) 酢酸リチウム電解液 1 mol/L (複合K ⁺ イオン選択性電極のための参照電解液 6.0510.110)
	
6.2104.020	Electrode cable / 1 m / F
	