



IC機器: インライン限外ろ過 2 - MiPT

6.05330.210

納品範囲 6.05330.210

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	6.1805.120	FEP tubing / M6 / 100 cm



1 PCS

6.2744.070

Pressure screw short



1 PCS

6.2621.030

Hexagon key 4 mm



1 PCS

6.1608.070

Eluent bottle / 2 L / GL 45



1 PCS

6.1805.530

FEP tubing / M6 / 2 m



1 PCS 6.1819.110 FEP aspiration tubing to canister



1 PCS 6.1619.000 807 Dosing Unit 用乾燥管



1 PCS 6.2744.014 Pressure screw 2x



1 PCS 6.1803.020 PTFE capillary 0.97 mm i.d. / 5 m



1 PCS

6.1831.160


PEEK capillary, 0.5 mm ID / 70 cm



1 PCS

6.1618.020

Thread adapter S 40 to GL 45



1 PCS

6.1808.280

807 Dosing Unit ポート 4 アダプター、M6 内側

FEP チューブ / M6 との接続のため、807 Dosing Unit のポート 4 に使用するアダプター。



1 PCS

6.2744.034

カップリング チューブニップル/UNF 10/32、2個


圧力調整ネジとポンプチューブを接続。2個。ペリスタリックポンプ付きIC装置用。



2 PCS

6.2744.160

Nozzle/UNF 10/32 coupling with security device



1 PCS

6.2744.080

M6 thread / UNF 10/32 adapter



1 PCS

6.1602.160

溶離液および試薬のためのボトルキャップGL 45

溶離液ボトル、試薬ボトルおよび洗浄ボトル用、乾燥管および吸引チューブ用コネクタ付き。



1 PCS

6.1803.040

PTFE capillary 0.5 mm i.d. / 1 m



1 PCS

6.1825.290

PEEK sample loop 250 µL



1 PCS

6.2744.200

Adapter UNF 10/32 outer / M6 inner



1 PCS

6.1624.000


Adapter SGJ 14 for 6.1619.XXX Adsorber tube



1 PCS

6.2057.210

Holder for Dosino to IC instruments



1 PCS

6.1580.120

807 Dosing Unit 2 mL、付属品なし



1 PCS

6.02057.030

限外ろ過セル2用ホルダー

6.02729.110限外ろ過セル2を858 Professional Sample Processor / 919 IC Autosampler plusに取り付けるためのホルダー。



1 PCS

6.02729.110

限外ろ過セル2

858 Professional Sample Processor / 919 IC Autosampler plus を一緒に用いたサンプルのインライン限外ろ過用。シリンジフィルターによる手間のかかる手動フィルタリングに対する代替法。



1 PCS

6.1803.050

PTFE capillary 0.5 mm i.d. / 20 cm



1 PCS

6.1826.390

Pump tubing LFL (yellow/yellow), 3 stoppers



1 PCS

6.2714.020

再生セルロース製ろ過膜 0.2 μ m、50 枚入

公称気孔径: 0.2 μ m。50 枚セット。インライン限外ろ過用。



1 PCS

6.2744.000

Pressure screw PVDF



1 PCS

6.1841.000

PEEK transfer capillary 2 mL, 5 m



1 PCS

6.2831.010

Plastic tweezers



1 PCS

6.1826.380

Pump tubing LFL (gray/gray), 3 stoppers



1 PCS

6.2841.120

Liquid Handling Station、左

Swing Head 付きサンプルチェンジャー用の洗浄ステーションと希釈ステーションの組み合わせ。タワーの右側から取り付けます。

