



IC 機器: MiPT、889 Basic

6.05330.230

納品範囲 6.05330.230


Qt.	Order no.	説明
1 PCS	6.1841.000	PEEK transfer capillary 2 mL, 5 m



1 PCS 6.1819.110 FEP aspiration tubing to canister



1 PCS 6.2057.210 Holder for Dosino to IC instruments



1 PCS 6.1825.290 PEEK sample loop 250 µL



1 PCS 6.1602.160 溶離液および試薬のためのボトルキャップGL 45

溶離液ボトル、試薬ボトルおよび洗浄ボトル用、乾燥管および吸引チューブ用コネクタ付き。



1 PCS

6.1580.120

807 Dosing Unit 2 mL、付属品なし



1 PCS

6.1608.070


Eluent bottle / 2 L / GL 45



1 PCS

6.1618.020

Thread adapter S 40 to GL 45



1 PCS

6.2744.014

Pressure screw 2x



1 PCS

6.2744.080

M6 thread / UNF 10/32 adapter



1 PCS

6.1805.120

FEP tubing / M6 / 100 cm



1 PCS

6.1624.000

Adapter SGJ 14 for 6.1619.XXX Adsorber tube



1 PCS

6.1619.000

807 Dosing Unit 用乾燥管



オプションアクセサリ

Order no.	説明	
2.889.0010	889 IC Sample Center	
	889 IC サンプルセンタは多くのサンプルを扱うことのできる丈夫なオートサンプラーであり、最新分析ラボの難度の高い作業に最適です。このサンプラーは高精度のサンプル注入のために、xyz式で分解能の高い注入制御により作業を行います。二本針システムにより、容器のキャップと隔壁を貫通させることが可能です。PEEK注入バルブが889 IC サンプルセンタのオートメーションシステムを補完します。使用できるサンプルがごく少量である場合に最適なソリューションです。	
2.889.0020	889 IC Sample Center – cool	
	889 IC サンプルセンタ – cool は、使用できるサンプルがごく少量である場合の適切なオートメーションのソリューションです。889 IC サンプルセンタに対して本製品は更に冷却機能を有しているので、生化学的に重要な、または熱化学的に不安定なサンプルに最適なサンプルチェンジャーです。	
2.889.0030	889 IC Sample Center Basic	
	889 IC Sample Center Basic は、多くのサンプルを扱うことのできる頑丈なオートサンプラーであり、最新分析ラボの難度の高い作業に最適です。x-y-z原則にもとづいて作動します。二本針システムにより、容器のキャップと隔壁に貫通させることが可能です。 メトロームのインテリジェント可変注入テクニックなどを使用して、IC システム内のペリスタリックポンプまたは 800 Dosino でサンプルの搬送を行ないます。 MagIC Net 4.1 以上に対応。	

889 IC Sample Center Basic – cool は、使用できるサンプルがごく少量である場合の適切なオートメーションのソリューションです。889 IC Sample Center Basic に対して本製品は更に冷却機能を有しているので、生化学的に重要な、または熱化学的に不安定なサンプルに理想的なサンプルチェンジャーです。

メトロームのインテリジェント可変注入テクニックなどを使用して、IC システム内のペリスタリックポンプまたは 800 Dosino でサンプルの搬送を行ないます。

MagIC Net 4.1 以上に対応。

