




OMNIS IC-Ausr.: UF, PP/DD

納品範囲

Order Number	説明	数量
6.02744.010	flanschlose Verschraubung M6, 1/8", 2 Stk.	2 PCS
		
6.01815.000	Spiralband, 3-15 mm, 0.5 m	1 PCS
		
6.05000.010	付属品キット: ボトル OMNIS IC、PP、2 L 試薬ボトルを Reagent Organizer / Reagent Organizer Liquid Control に取り付けるための OMNIS IC 付属品セット。	1 PCS
		

6.2744.070

Pressure screw short

2 PCS



6.2744.040

2 x UNF 10/32 coupling

1 PCS



6.2621.030

Hexagon key 4 mm

1 PCS



6.1831.060

PEEK capillary 0.5 mm i.d., 1 m

1 PCS



6.2744.034

カップリング チューブニップル/UNF 10/32、2個

1 PCS

圧力調整ネジとポンプチューブを接続。2個。ペリスタリックポンプ付きIC装置用。



6.2744.200

Adapter UNF 10/32 outer / M6 inner


1 PCS



6.01562.100

Transferkapillare 2 mL, PEEK


1 PCS



6.01805.400

FEP-Schlauch M6, 1/8" x 1.59 mm, 3 m


1 PCS



6.01826.020

Pumpschlauch, ID 1.0 mm, weiss - weiss


1 PCS



6.01831.220

PEEK-Kap. FILTRATE OUT - INJ, 800/0.5 mm


1 PCS



6.01831.210

PEEK Kap. PP - SAMPLE IN, 450/0.5 mm

1 PCS



6.02729.110

限外ろ過セル2

1 PCS



858 Professional Sample Processor / 919 IC Autosampler plus を一緒に用いたサンプルのインライン限外ろ過用。シリンジフィルターによる手間のかかる手動フィルタリングに対する代替法。

6.2714.020

再生セルロース製ろ過膜 0.2 μm 、50 枚入
1 PCS

公称気孔径: 0.2 μm 。50 枚セット。インライン限外ろ過用。



6.1831.180

PEEK Capillary 0.5 mm i.d., 3 m
2 PCS


6.2744.000

Pressure screw PVDF
1 PCS


6.2831.010

Plastic tweezers
1 PCS
