




OMNIS IC-Ausr.: MIDT-UF, PP/DD

納品範囲

Order Number	説明	数量
6.02744.010	flanschlose Verschraubung M6, 1/8", 2 Stk.	4 PCS
		
6.01815.000	Spiralband, 3-15 mm, 0.5 m	1 PCS
		
6.05000.010	付属品キット: ボトル OMNIS IC、PP、2 L 試薬ボトルを Reagent Organizer / Reagent Organizer Liquid Control に取り付けるための OMNIS IC 付属品セット。	1 PCS
		

6.2744.070

Pressure screw short

2 PCS



6.2744.320

PEEK coupling M6 / UNF 10/32

2 PCS



6.2621.030

Hexagon key 4 mm

1 PCS



6.1831.060

PEEK capillary 0.5 mm i.d., 1 m

1 PCS



6.1831.050

PEEK capillary 0.5 mm i.d., 40 cm

1 PCS



6.2744.034

カップリング チューブニップル/UNF 10/32、2個

1 PCS



圧力調整ネジとポンプチューブを接続。2個。ペリスティックポンプ付きIC装置用。

6.2744.080

M6 thread / UNF 10/32 adapter

1 PCS



6.2744.200

Adapter UNF 10/32 outer / M6 inner


1 PCS



6.01532.140

LQH-Transferschlauch, FEP, AD 1/8"


1 PCS



6.01532.130

Transferschlauch 5 mL, FEP, AD 1/8"


1 PCS



6.01805.400

FEP-Schlauch M6, 1/8" x 1.59 mm, 3 m


1 PCS



6.01826.020

Pumpschlauch, ID 1.0 mm, weiss - weiss


1 PCS



6.01831.220

PEEK-Kap. FILTRATE OUT - INJ, 800/0.5 mm


1 PCS



6.01831.240

PEEK Kapillare 0.75 mm i.d. / 140 cm


1 PCS



6.01831.210

PEEK Kap. PP - SAMPLE IN, 450/0.5 mm

1 PCS



6.02729.110

限外ろ過セル2

1 PCS



858 Professional Sample Processor / 919 IC Autosampler plus を一緒に用いたサンプルのインライン限外ろ過用。シリンジフィルターによる手間のかかる手動フィルタリングに対する代替法。

6.2714.020

再生セルロース製ろ過膜 0.2 μ m、50 枚入
1 PCS

公称気孔径: 0.2 μ m。50 枚セット。インライン限外ろ過用。



6.1831.180

PEEK Capillary 0.5 mm i.d., 3 m
1 PCS


6.2744.000

Pressure screw PVDF
1 PCS


6.2831.010

Plastic tweezers
1 PCS


6.1903.000

攪拌子 / 8 x 3 mm

1 PCS

攪拌子、磁性コアおよびPTFE製カバー付き、長さ8 mm、直径3 mm。

