



Polytronを伴うOMNISタイトレーター用KFT装置

6.05609.010

Polytronを伴うカールフィッシャー容量滴定法付属品セット一式。

納品範囲 6.05609.010

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	6.00346.100	容量滴定用ダブルPtリング電極

2つの溶融プラチナリングによって従来のプラチナピン電極 (6.0338.100) よりも頑丈で、かつ洗浄しやすくなったカール フィッシャー滴定用の指示電極。



1 PCS

6.01406.010 蓋付き乾燥管

OMNISカールフィッシャー容量滴定装置のための蓋付き乾燥管



1 PCS

6.01406.220 滴定容器20～90 mL

滴定容器の蓋6014050X0と共に使用するためのスクリュキャップつき滴定容器20～90 mL



1 PCS

6.01406.250 滴定容器50～150 mL

滴定容器の蓋6014050X0と共に使用するためのスクリュキャップつき滴定容器50～150 mL



1 PCS

6.01408.010 カールフィッシャー滴定セル用パッキンキット

6.05609.000および6.05609.010に適したパッキンキット一式。



1 PCS

6.01543.120

拡散防止用シリンジ

拡散防止バルブ付き滴定チップ、OMNIS KF滴定装置に適合。



1 PCS

6.02104.040

電極ケーブル プラグヘッド G (Pol) / プラグ P、
0.55 m

アナログ分極性電極 (プラグヘッド G) を OMNIS のアナログ測定モ
ジュールに接続するケーブル



3 PCS

6.02709.010

ストッパー



1 PCS

6.02709.020

セプタムストッパー



2 PCS

6.02709.030

ねじニップル



1 PCS

6.02801.000

乾燥管用コットン



1 PCS

6.1448.010

Septum 12 mm, 5 pieces



1 PCS

6.2412.000

Weighing boats



2 PCS

6.2816.020

Syringe 10 mL with Luer connection



2 PCS

6.2816.030

Needle with Luer connector



1 PCS

6.01405.040

Polytron用滴定容器601406XXXのための滴定容器
上部 OMNIS

Polytronを用いたOMNISタイトレーターを含むカールフィッシャー容量
量滴定法のための滴定容器の上部。



1 PCS

6.02008.010

Polytronホルダー

Polytronの固定用、601405040に適合。





オプションアクセサリ

Order no.	説明
2.136.0100	Polytron PT 1300 D Polytron PT 1300 D - Metrohm バージョン OMNIS Software、tiamo™ または Touch Control による直接操作が可能なホモゲナイザー。 Polytron PT1300 D は制御装置と駆動システムから構成されています。駆動システムのカップリングシステムにより、余計なツールを使用することなくユニットを容易かつ迅速に交換することが可能です。固体のサンプルを難なくすり潰すことができます。この装置は粘性を有するサンプルを均一に混ぜ合わせるのにも大変適しています。
6.9012.000	Dispersing aggregate for Polytron, 125 mm
6.9012.010	Dispersing aggregate for Polytron, 157 mm
6.02709.040	流出防止ストッパー 滴定容器用蓋6014050X0用の流出防止ストッパー。



6.02711.000 ペーストスプーン

ハチミツ、化粧品、油脂、または様々な乳製品などのペースト状物質のカルフィッシャー水分測定での使用に適しています。

ペーストスプーンを使用すると、高粘度サンプルの添加が容易になります。他の薬さじと同様に取り扱いが簡単になり、ペーストをカルフィッシャー滴定容器に、容易かつ迅速に、サンプルを損失することなく添加できます。

高粘度サンプルを素早く完全に溶解させるために、ホモジナイザーの使用も推奨します。

滴定容器用蓋 6014050X0 に対応。



6.2811.000 Molecular sieve



6.2811.010 モレキュラーシーブ (US)

モレキュラーシーブ。ボトル à 250 g、気孔径: 0.3 nm。湿度インジケーターなし。Rancimat およびカルフィッシャー装置向け。

この製品は、米国に居住するすべてのユーザー向けです。この物質は、米国安全労働局（OSHA）の危険有害性周知基準（HCS）（29 CFR 1910.1200）により、危険物質に分類されています。

