



Ag/AgCl参照電極 (KCl) (長さ 12.5 cm)

6.0726.107

ダブルジャンクションシステムを備えた銀/塩化銀参照電極、取り付け長さ10 cm。すり合わせ14/15により簡単にに取り付けることができ、また、汚れに耐性のあるフレキシブルなグラウンドジョイントダイアフラムといつでも取り換えることが可能です。参照電解質およびブリッジ電解質は、用途に応じて自由に選択でき、また容易に交換することができます。このセンサーには、参照電解質およびブリッジ電解質として $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ が事前に充填されています。

オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.02105.000	ケーブルストランド、長さ 0.55 m

個別の参照電極をOMNIS滴定システムのアナログ電極インポート口に接続するための電極ケーブル (1x バナナプラグ 4 mm、1x バナナプラグ 2 mm)。



6.02105.010 ケーブルストランド、長さ 1.5 m

個別の参照電極をOMNIS滴定システムのアナログ電極インポート口に接続するための電極ケーブル (1x バナナプラグ 4 mm、1x バナナプラグ 2 mm)、長さ 1.5 m。



6.1243.030 Diaphragm for reference electrode



6.2106.020 Strand / 1 m / 2 x B



6.2106.060 Strand / 2 m / 2 x B



6.2308.020

Electrolyte 3 mol/L KCl (250 mL)

