



Ag/AgCl参照電極 (長さ 16.2 cm)

6.0726.110

ダブルジャンクションシステムを備えた銀/塩化銀参照電極、取り付け長さ13.8 cm。この参照電極は、自動化されたアプリケーションに非常に良く適しています。すり合わせ14/15により簡単に取り付けることができ、また、汚れに耐性のあるフレキシブルなグラウンドジョイントダイアフラムといつでも取り換えることが可能です。参照電解質およびブリッジ電解質は、用途に応じて自由に選択でき、また容易に交換することができます。このセンサーは、電解質充填なしで納品されます。

オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.1243.030	Diaphragm for reference electrode



6.2308.020 Electrolyte 3 mol/L KCl (250 mL)



6.2310.010 Electrolyte KNO₃-1 mol/L 250 mL



6.2320.000 TEABr 0.4 mol/L in ethylene glycol (250 mL)



6.2106.020 Strand / 1 m / 2 x B



6.2106.060

Strand / 2 m / 2 x B



6.02105.000

ケーブルストランド、長さ 0.55 m

個別の参照電極をOMNIS滴定システムのアナログ電極インポート口に接続するための電極ケーブル (1x バナナプラグ 4 mm、1x バナナプラグ 2 mm)。



6.02105.010

ケーブルストランド、長さ 1.5 m

個別の参照電極をOMNIS滴定システムのアナログ電極インポート口に接続するための電極ケーブル (1x バナナプラグ 4 mm、1x バナナプラグ 2 mm)、長さ 1.5 m。

