



## Ag/AgCl 参照電極 (長さ 16.2 cm)

6.0729.110

個別に保護され、かつダブルジャンクションシステムを備えた銀/塩化銀参照電極、取り付け長さ 13.8 cm。

この参照電極は以下の用途に非常に良く適しています:

- 自動アプリケーション
- 非水系サンプル
- 微分電位差

すり合わせ 14/15 により簡単に取り付けることができ、また、汚れに耐性のあるフレキシブルなグラッドジョイントダイアフラムといつでも取り換えることが可能です。参照電解質および塩橋は、用途に応じて自由に選択でき、また容易に交換することができます。センサーは、電解質充填なしで納品されます。

納品範囲 6.0729.110

| Qt. | Order no. | 説明 |
|-----|-----------|----|
|-----|-----------|----|

100 Stk

6.1236.050

Sleeve with SGJ 14/12 mm



---

100 Stk

6.2008.040

保存容器

ホルダー 6.2008.050 とともに使用すると 807 Dosing Unit の電極用のホルダーになります。



## オプションアクセサリ

| Order no.  | 説明                                          |                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1243.030 | Diaphragm for reference electrode           |    |
| 6.2308.020 | Electrolyte 3 mol/L KCl (250 mL)            |    |
| 6.2310.010 | Electrolyte KNO3-1mol/L 250 mL              |  |
| 6.2320.000 | TEABr 0.4 mol/L in ethylene glycol (250 mL) |  |

6.2104.020 Electrode cable / 1 m / F



---

6.2129.010 電位差増幅、プラグ F

電位差増幅、プラグ F 付き、タイトロランド用 (電源装置は別途注文していただく必要があります: 6.2117.000 電源装置 EU 230V/9V AC)

一式揃ったセットもご利用いただけます: 6.5104.030 電位差増幅 / プラグ F / 230 V EU



---

6.02105.000 ケーブルストランド、長さ 0.55 m

個別の参照電極をOMNIS滴定システムのアナログ電極インプット口に接続するための電極ケーブル (1x バナナプラグ 4 mm、1x バナナプラグ 2 mm)。



---

6.02105.010 ケーブルストランド、長さ 1.5 m

個別の参照電極をOMNIS滴定システムのアナログ電極インプット口に接続するための電極ケーブル (1x バナナプラグ 4 mm、1x バナナプラグ 2 mm)、長さ 1.5 m。

