



LL ISE 参照電極

6.0750.100

ダブルジャンクションシステムを備えた銀/塩化銀参照電極。
この参照電極は以下の用途に非常に良く適しています:

- 自動アプリケーション
- イオン測定
- 界面活性剤滴定

汚れに耐性のあるグラندジョイントダイアフラムにより、再現性のある一定した電解質流出が得られます。加えて、より優れた信号安定性のため、参照電解質がゲル化します。センサーはブリッジ電解質として $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ が充填されて納品されますが、これは用途に応じて自由に選択し、交換することができます。

納品範囲 6.0750.100

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

100 Stk

6.1236.050

Sleeve with SGJ 14/12 mm



100 Stk

6.2008.040

保存容器

ホルダー 6.2008.050 とともに使用すると 807 Dosing Unit の電極用のホルダーになります。



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.2106.020	Strand / 1 m / 2 x B



6.2103.140	Adapter black 2 mm plug / B socket 4 mm
------------	---



6.2308.020	Electrolyte 3 mol/L KCl (250 mL)
------------	----------------------------------



6.2310.010	Electrolyte KNO3-1mol/L 250 mL
------------	--------------------------------



6.2320.000 TEABr 0.4 mol/L in ethylene glycol (250 mL)



6.2106.060 Strand / 2 m / 2 x B

