



Metrosep Organic Acids - 100/7.8

6.1005.210

有機酸および弱鉱酸の測定のための排除分離カラム。Metrosep Organic Acids - 250/7.8 (6.1005.200) に比べて、低い容量により、有機酸の迅速な分離が可能となります。カラムは、複雑でないサンプルマトリックスにおける低度から中度の濃度に特に適しています。

納品範囲 6.1005.210

Qt.	Order no.	説明
2 PCS	6.2744.060	Threaded stopper



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.1005.250	Metrosep Organic Acids Guard/4.6

Metrosep Organic Acids Guard/4.6 は汚れを効果的に取り除き、分析用の分離カラムを保護します。

