



Super-Sep - 100/4.6

6.1009.000

ケミカルサプレッション無しの標準陰イオンの分析に加え、このカラムは一連の特殊なアプリケーションに用いることができます。IC 陰イオンカラム Super-Sep - 100/4.6 により、アルカリ溶離液を用いたリン酸塩の検出が実施できます。適切な溶離液を用いることでギ酸塩、酢酸塩、およびフッ化物を分離することができます。これは、総合的に非常に良い分離性能を有するカラムです。

納品範囲 6.1009.000

Qt.	Order no.	説明
2 PCS	6.2744.060	Threaded stopper



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.1009.010	Super-Sep Guard/4.6

