



Metrosep A Trap 1 - 100/4.0

6.1014.000

溶離液流の洗浄のために用いられる大容量の陰イオンカラム。試薬の品質が「Ultrapur」や「puriss」などの最高レベルであっても、ごくわずかな陰イオンの汚れが混入している場合があります。これらはMetrosep A Trap 1 - 100/4.0によって確実に取り除くことができます。

このカラムは、特にグラジエントアプリケーションにて使用されます。

納品範囲 6.1014.000

Qt.	Order no.	説明
2 PCS	6.2744.060	Threaded stopper

