



Metrosep A Supp 10 - 75/4.0

6.1020.070

分離カラムMetrosep A Supp 10 - 75/4.0は粒子径たった4.6 µmの大容量ポリスチレン・ジビニルベンゼン共重合体をベースとしています。標準的な条件下において、リン酸塩は亜硝酸塩および臭化物の間に溶出します。現在、アプリケーションは、温度、溶離液の構成成分、流量の変化によって最適化されます。

A Supp 10 - 75/4.0の容量は、マトリックスおよび速度という2つの点において最適化されました。例えばコーラ飲料におけるリン酸塩など、イオン強度の高いサンプルでは、ベースライン分離を行うことができます。亜硝酸塩と硫酸塩の量が多い場合でも、分析時間は7.5分未満にとどまります。大気分析においても、サンプルスループットの高さは大変重要です。

納品範囲 6.1020.070

Qt.

Order no.

説明

2 PCS

6.2744.060

Threaded stopper



オプションアクセサリ

Order no.	説明	
6.1020.500	Metrosep A Supp 10 Guard/4.0	
	Metrosep A Supp 10 Guard/4.0は分析用分離カラムMetrosep A Supp 10を効果的に汚れから守ります。この保護カラムは「On Column Guard System」によってとりわけ取り扱いが大変容易な点において優れています。保護カラムは、直接簡単に分析用カラムに回して取り付けられます。工具は必要ありません。	
6.1020.510	Metrosep A Supp 10 S-Guard/4.0	
	Metrosep A Supp 10 S-Guard/4.0は分析用分離カラムMetrosep A Supp 10を効果的に汚れから守ります。保護カラムは、キャピラリー接続部を用いて簡単に分離カラムと接続できます。工具は必要ありません。	
6.1020.520	Metrosep A Supp 10 Guard HC/4.0	
	Metrosep A Supp 10 Guard HC/4.0 は、Metrosep A Supp 10 Guard /4.0 の大容量のバリエーションです。	