



Metrosep A Supp 16 - 100/2.0

6.1031.210

マイクロボアデザインのMetrosep A Supp 16 - 100では、内径が小さいため、低い流量で使用されます。このことにより、溶離液の消費量が大幅に低減されます。イオンが検出器内にとどまる時間が延び、感度、またはピーク領域がそれに対応して高まります（サンプル量が同じ場合）。マイクロボア分離カラムは、MSM-LCと一緒に使用されます。Metrosep A Supp 16の2mm分離カラムは、4mm分離カラムと同様の素材で充填されています。このカラム型の短いバージョンにより、非常に迅速な分離が可能となります。

このカラムは、高いイオン負荷を示すけれども、比較的低い分離度のみが必要となる用途に適しています。溶離液の流量がごく少ないため、このカラムは特に IC-MSカップリングに適しています。

納品範囲 6.1031.210

Qt.

Order no.

説明

2 PCS

6.2744.060

Threaded stopper



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.1031.600	Metrosep A Supp 16 Guard/2.0 Metrosep A Supp 16 Guard/2.0は、内径2 mmの分析用分離カラム Metrosep A Supp 16を効果的に汚れから守ります。この保護カラムは「On Column Guard System」によって取り扱いが大変容易な点においてすぐれています。保護カラムは簡単に分析用カラムに回して取り付けられます。工具はありません。  A cylindrical chromatography guard column with a tan body and teal-colored end fittings. A white label with black text is attached to the side.
6.1031.610	Metrosep A Supp 16 S-Guard/2.0 Metrosep A Supp 16 S-Guard/2.0は、内径2 mmの分析用分離カラム Metrosep A Supp 16を効果的に汚れから守ります。保護カラムは、キャピラリー接続部を用いて簡単に分離カラムと接続できます。工具はありません。  Two components are shown: a small tan and teal S-guard column and a longer, thin tan capillary column with a teal fitting at one end.