



Metrosep A Supp 16 - 250/2.0

6.1031.230

マイクロボアデザインのMetrosep A Supp 16 - 250/2.0は、大規模容量の分離課題において最も適しています。このカラム型の内径は小さいため、低い流量で使用されます。このことにより、溶離液の消費量が大幅に低減されます。イオンが検出器内にとどまる時間が延び、感度、またはピーク領域がそれに対応して高まります (サンプル量が同じ場合)。マイクロボア分離カラムは、MSM-LCと一緒に使用されます。Metrosep A Supp 16の2mm分離カラムは、4mm分離カラムと同様の素材で充填されています。これは、表面機能化したポリスチレン/ジビニルベンゼン共重合体をベースとしています。官能基は共有結合しています。陰イオン交換体の構造により、このような独特の選択性が生じます。大規模容量のMetrosep A Supp 16 - 250/2.0は、複雑な課題解決の際に使用されます。

Metrosep A Supp 16 - 250/2.0は卓越した分離度を備えており、非常に困難な分離課題をも解決することができます。溶離液の流量がごく少ないため、このカラムは特に IC-MSカップリングに適しています。

納品範囲 6.1031.230

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

2 PCS

6.2744.060

Threaded stopper



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.1031.600	Metrosep A Supp 16 Guard/2.0 Metrosep A Supp 16 Guard/2.0は、内径2 mmの分析用分離カラム Metrosep A Supp 16を効果的に汚れから守ります。この保護カラムは「On Column Guard System」によって取り扱いが大変容易な点においてすぐれています。保護カラムは簡単に分析用カラムに回して取り付けられます。工具はありません。  A cylindrical guard column with a tan body and teal-colored end fittings. A white label with black text is attached to the side.
6.1031.610	Metrosep A Supp 16 S-Guard/2.0 Metrosep A Supp 16 S-Guard/2.0は、内径2 mmの分析用分離カラム Metrosep A Supp 16を効果的に汚れから守ります。保護カラムは、キャピラリー接続部を用いて簡単に分離カラムと接続できます。工具はありません。  A small, tan-colored guard column with teal-colored end fittings. It is shown next to a thin, yellowish capillary tube with a needle-like tip.