



Metrosep C 4 - 100/2.0

6.1050.210

内径2mmの「マイクロボア」陽イオン分離カラムMetrosep-C-4カラムの短いバージョンは、標準陽イオンを迅速に測定するために開発されました。ナトリウムとアンモニウムの溶離時間は25秒異なるものの、ごく短い保持時間を実現します。特殊な溶離液を使用する場合、Metrosep C 4 - 100/2.0を用いて6つの陽イオン、すなわちリチウム、アンモニウム、ナトリウム、カルシウム、マグネシウム、カリウムを5分未満で測定することができます。溶離液の流量がごく少ないため、このカラムは特に IC-MSカップリングに適しています。

納品範囲 6.1050.210

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

2 PCS

6.2744.060

Threaded stopper



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.1050.600	Metrosep C 4 Guard/2.0 Metrosep C 4 Guard/2.0 は C 4 カラム素材を含み、シリカゲルを基材とする内径2mmの全ての Metrosep 陽イオンカラムを保護します。粒子状物質や汚れを確実に抑え、その結果分析用分離カラムの耐用期間が格段に長くなります。手頃な値段もさらなるプラスポイントの1つです。Metrosep C 4 Guard/2.0 は «On Column Guard System» に則して機能し、それぞれの分離カラムにほぼデッドボリュームなしで直接取り付けすることができます。
6.1050.610	Metrosep C 4 S-Guard/2.0 Metrosep C 4 Guard/2.0 は C 4 カラム素材を含み、シリカゲルを基材とする内径2mmの全ての Metrosep 陽イオンカラムを保護します。粒子状物質や汚れを確実に抑え、その結果分析用分離カラムの耐用期間が格段に長くなります。手頃な値段もさらなるプラスポイントの1つです。

