



Metrosep C 6 - 150/4.0

6.1051.420

C 6 の材料の容量が大きいため、分離カラム Metrosep C 6 - 150/4.0 は、妥当な保持時間の場合、濃度差の大きな標準陽イオンを分離するのに最も適したソリューションです。アンモニウム含有量の少ない飲料水は、このカラムで測定することができます。

納品範囲 6.1051.420

Qt.	Order no.	説明
2 PCS	6.2744.060	Threaded stopper



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.1051.500	Metrosep C 6 Guard/4.0 Metrosep C 6 Guard/4.0にはC 6カラムの材料が含まれており、粒子や汚れから保護します。これにより、分析の分離カラムの耐用期間が格段に長くなります。Metrosep C 6 Guard/4.0は「On Column Guard System」に則して機能し、それぞれの分離カラムにほぼデッドボリュームなしで直接取り付けすることができます。 
6.1051.510	Metrosep C 6 S-Guard/4.0 Metrosep C 6 S-Guard/4.0 には C 6 カラムの材料が含まれており、粒子や汚れからそれを保護します。これにより、分析の分離カラムの耐用期間が格段に長くなります。 