



Metrosep Carb 2 - 100/4.0

6.1090.410

ICカラムMetrosep Carb 2 - 100/4.0は、アルカリ性溶離液およびパルスアンペロメトリー検出を用いた炭水化物の測定に特に適しています。大容量の陰イオン交換カラムは、スチロール/ジビニルベンゼン共重合体をベースとしています。これは pH = 0~14 の範囲で安定しており、ぶどう糖、果糖、ショ糖を分離します。さらに、数種の糖アルコールやオリゴ糖類の分析にも適しています。Metrosep Carb 2分離カラムの100mmのバージョンでは、短い分析時間が実現できます。

納品範囲 6.1090.410

Qt.	Order no.	説明
2 PCS	6.2744.060	Threaded stopper



オプションアクセサリ

Order no.	説明	
6.1015.200	Metrosep BO3 Trap 1 - 100/4.0 溶離液からホウ酸塩の汚れを取り除くためのトラップカラム。 Metrosep BO ₃ Trap 1 - 100/4.0は主に水酸化物系溶離液による炭水化物分析において使用されます。	
6.1015.300	Metrosep CO3- Trap 1 - 100/4.0 水酸化物系溶離液中の微量の炭酸塩を除去するためのトラップカラム。	
6.1090.500	Metrosep Carb 2 Guard/4.0 Metrosep Carb 2 Guard/4.0 は汚れを効果的に取り除き、分析用の分離カラムを保護します。保護カラムのデザインは、クロマトグラフィーによる分離への影響が出ないよう選定されています。	
6.1090.510	Metrosep Carb 2 S-Guard/4.0 Metrosep Carb 2 S-Guard/4.0 は汚れを効果的に取り除き、分析用の分離カラムを保護します。保護カラムのデザインは、クロマトグラフィーによる分離への影響が出ないよう選定されています。	