



プラスチック製 (PP) サンプルビーカー 250 mL、1 個

6.1453.250

プラスチック製 (ポリプロピレン、PP) サンプルビーカー 250 mL、サンプルラック 6.2041.310、6.2041.400、6.2041.430、6.2041.510、6.2041.820、6.2068.020 および 6.2068.030 に適合、1 個

オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.2037.070	Lid with hole for 250 mL sample beaker



6.2041.310 サンプルラック、12 x 250 mL、(ポリ塩化ビニル製)

12 個のサンプルビーカーに適した 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler「Light」のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 6.1432.320、6.1432.323、6.1453.220、6.1453.250。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)



6.2041.400 サンプルラック、126 x 11 mL および 2 x 250 mL、(ポリ塩化ビニル製)

126 個のサンプル容器および2個のサンプルビーカーのための858 Professional Sample Processor、815 Robotic USB Sample Processor XL、855 Robotic Titrosampler「Basic」のためのサンプルラック。以下のサンプル容器およびサンプルビーカーを使用することができます: 6.2743.050、6.1432.320、6.1432.323、6.1453.220、6.1453.250、6.2743.047、6.2743.040。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)



6.2041.510 サンプルラック 56 x 11 mL および 1 x 250 mL、(ポリ塩化ビニル製)

56個のサンプル容器および1個のリンスボトルに適した 919 Autosampler plus、858 Professional Sample Processor のためのサンプルラック。以下のサンプル容器およびリンスボトルを使用することができます: 100 mL 分解管 (CSB)。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)



6.2041.820 サンプルラック 28 x 250 mL、(ポリ塩化ビニル製)

28個のサンプルビーカーに適した 815 Robotic Sample Processor、855 Robotic Titrosampler「Basic」のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 6.1432.320、6.1432.323、6.1453.220、6.1453.250。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)



6.2068.020 サンプルラック、24 x 120 mL、(ポリ塩化ビニル製)

24 個のサンプルビーカーに適した815 Robotic Soliprep のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 6.1459.300、6.1459.307。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)



6.2068.030 サンプルラック、10 x 250 mL、(ポリ塩化ビニル製)

10 個のサンプルビーカーに適した815 Robotic Soliprep のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 6.1432.320、6.1432.323、6.1453.220、6.1453.250。



6.2037.060 250 mL サンプルビーカー用の蓋

Sample Processor のロボットアーム Dis-Cover を伴う使用における 250 mL サンプル容器用の蓋。



6.1458.010 Titration head, 6 x SGJ 14 and 3 x SGJ 9 openings.



6.1909.010

Stirring propeller / 87 mm

Propeller stirrer, length from lower edge of SGJ: 96 mm. For use with beakers with 722, 802 Rod Stirrer

