



プラスチック製 (PP) 使い捨てサンプルビーカー、200 mL、1000個

6.1459.310

プラスチック製 (ポリプロピレン、PP) 使い捨てサンプルビーカー 200 mL、OMNIS サンプルラック 6.02041.020、サンプルラック 6.2041.370および6.2041.830に適合、1000個。

オプションアクセサリー

Order no.	説明
6.02601.020	グリッパーフィンガー 50 ~72 mm 外径が 50 ~72 mm のサンプルビーカーを掴むための OMNIS Sample Robot Pick&Place のグリッパーフィンガー



6.01404.020 サンプルビーカー 200 mL 用ビーカーアダプター


サンプルビーカー 200 mLを Pick&Place モジュールのスライドで中心に据えるためのビーカーアダプター



6.02041.020 OMNISサンプルラック、9 x 200 mL、(PP)

9個のサンプルビーカーに適合した OMNISサンプルロボットピック&プレイスのための OMNISサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 6.1459.310。

合成樹脂: ポリプロピレン (PP)



6.01403.060 使い捨てビーカー 200 mL のための滴定ヘッド 3xNS14/ 4x6.4 mm (P&P)

2つのドージングチップの取り付けられたOMNISサンプルロボット Pick&Place の ピック&プレイスモジュールにおける 200 mL のポリプロピレン製使い捨てビーカー (6.1459.310)、または 150 mL のガラス製ビーカー (縦型、注ぎ口無し) を使用するための 3 x NS14 および 4 x 6.4 mm の開口部を有する滴定ヘッド。洗浄および吸引用チューブの装備の準備用。



6.2041.370 サンプルラック、14 x 200 mL、(ポリ塩化ビニル製)

14 個のサンプルビーカーに適した810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler 「Light」 のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 6.1459.310。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)



6.2041.830 サンプルラック、28 x 200 mL、(ポリ塩化ビニル製)

28 個のサンプルビーカーに適した 815 Robotic USB Sample Processor XL、855 Robotic Titrosampler「Basic」のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 6.1459.310。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)



6.1458.010 Titration head, 6 x SGJ 14 and 3 x SGJ 9 openings.



6.1909.010 Stirring propeller / 87 mm

Propeller stirrer, length from lower edge of SGJ: 96 mm. For use with beakers with 722, 802 Rod Stirrer



6.1909.020 Stirring propeller / 95 mm



6.1909.040

Stirring propeller / 93 mm



6.02064.020

サンプルビーカー 200 mL 用ビーカーリテーナー

OMNIS Sample Robot Pick&Place のグリッパーフィンガーにサンプル
ビーカー 200 mLを固定するためのビーカーリテーナー

