



セプタム付きスクリューキャップ、トレース分析

6.1627.100

セプタムスクリューキャップは、セプタムによって汚染がごくわずかになるため、トレース分析に最適です。長期間にわたって標準サンプルを維持するのにぴったりです。PE ボトル、125 mL (6.1627.000) および PE ボトル、50 mL (6.1608.100) 用のセプタムスクリューキャップ。

オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.1627.000	PE bottle, 125 mL for IC



6.1608.100 PE bottle 50 mL



6.2072.000 Bottle adapter for 6.1627.000 to 6.2041.440



6.02743.030 PPボトル、50 mL、12 個

