



ICアクセサリ: インライン希釈

6.5330.120

インライン希釈のための付属品セット。858プロフェッショナルサンプルプロセッサ、800 ドジーノ電動ビュレット、741 マグネチックスターラとの併用に。

納品範囲 6.5330.120

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	6.1580.210	807 Dosing Unit 10 mL、付属品なし



1 PCS

6.1562.130

Transfer Tubing with holder 2 x M6 / 10 mL to
Sample Processors



1 PCS

6.1819.110


FEP aspiration tubing to canister



1 PCS

6.2057.210

Holder for Dosino to IC instruments



1 PCS

6.1903.000

攪拌子 / 8 x 3 mm


攪拌子、磁性コアおよびPTFE製カバー付き、長さ8 mm、直径3 mm。



1 PCS

6.2744.160

Nozzle/UNF 10/32 coupling with security device



1 PCS

6.1602.160

溶離液および試薬のためのボトルキャップGL 45

溶離液ボトル、試薬ボトルおよび洗浄ボトル用、乾燥管および吸引チューブ用コネクタ付き。



1 PCS

6.01808.010

Y型チューブ接続部、PP製、3 x 7-8 mm



1 PCS

6.2841.120

Liquid Handling Station、左

Swing Head 付きサンプルチェンジャー用の洗浄ステーションと希釈ステーションの組み合わせ。タワーの右側から取り付けます。



1 PCS

6.1608.070


Eluent bottle / 2 L / GL 45



1 PCS

6.1618.020

Thread adapter S 40 to GL 45



1 PCS

6.1803.070

PTFE capillary 0.97 mm i.d. / 40 cm



2 PCS

6.1803.080

PTFE capillary 0.97 mm i.d. / 1 m



1 PCS 6.1816.070 シリコンチューブ 8/12 mm、1m
IC Sample Center 用



1 PCS 6.1826.380 Pump tubing LFL (gray/gray), 3 stoppers



1 PCS 6.2744.010 Pressure screw 5x



1 PCS 6.2744.034 カップリング チューブニップル/UNF 10/32、2個

圧力調整ネジとポンプチューブを接続。2個。ペリスタリックポンプ付きIC装置用。



1 PCS

6.2744.200

Adapter UNF 10/32 outer / M6 inner



1 PCS

6.1805.120

FEP tubing / M6 / 100 cm



1 PCS

6.1624.000

Adapter SGJ 14 for 6.1619.XXX Adsorber tube



1 PCS

6.1619.000

807 Dosing Unit 用乾燥管

