



ICアクセサリ: MiPCT

6.5330.140

リキッドハンドリングステーション（左）を含むインライン濃度調整 (MiPCT) 用の付属品セット。

納品範囲 6.5330.140

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	6.1014.200	Metrosep I Trap 1 - 100/4.0

Metrosep I Trap 1 - 100/4.0 カラムは、水溶液中のイオン性、すなわち陽イオンおよび陰イオン性の汚染を除去するのに使用されます。特に「MISP」、すなわち「メトロームインラインサンプル前処理」の一環における給送水の洗浄において、その使用が推奨されます。Metrosep I Trap 1 - 100/4.0 カラムの使用により、システムブランクへの給送水の影響を大きく抑制することができます。



1 PCS

6.1602.160

溶離液および試薬のためのボトルキャップGL 45

溶離液ボトル、試薬ボトルおよび洗浄ボトル用、乾燥管および吸引チューブ用コネクタ付き。



1 PCS

6.1608.070

Eluent bottle / 2 L / GL 45



1 PCS

6.1618.020

Thread adapter S 40 to GL 45



1 PCS

6.1624.000

Adapter SGJ 14 for 6.1619.XXX Adsorber tube



1 PCS 6.1805.120 FEP tubing / M6 / 100 cm



1 PCS 6.1819.110 FEP aspiration tubing to canister



1 PCS 6.1825.280 Transfer tubing PFA, 20 mL




2 PCS 6.1831.180 PEEK Capillary 0.5 mm i.d., 3 m



1 PCS

6.2057.210

Holder for Dosino to IC instruments



1 PCS

6.2744.010

Pressure screw 5x



2 PCS

6.2744.080

M6 thread / UNF 10/32 adapter



1 PCS

6.2841.120

Liquid Handling Station、左

Swing Head 付きサンプルチェンジャー用の洗浄ステーションと希釈ステーションの組み合わせ。タワーの右側から取り付けます。



1 PCS

6.1580.150

807 Dosing Unit 5 mL、付属品なし



1 PCS

6.1619.000

807 Dosing Unit 用乾燥管

