



IC機器: Dose-inグラジエント 陰イオン

6.5330.150

陰イオン分析用Dose-inグラジエントの設置のための付属品セット。

納品範囲 6.5330.150

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	6.1014.000	Metrosep A Trap 1 - 100/4.0
溶離液流の洗浄のために用いられる大容量の陰イオンカラム。試薬の品質が「Ultrapur」や「puriss」などの最高レベルであっても、ごくわずかな陰イオンの汚れが混入している場合があります。これらは Metrosep A Trap 1 - 100/4.0によって確実に取り除くことができます。 このカラムは、特にグラジエントアプリケーションにて使用されます。		



1 PCS 6.1602.160 溶離液および試薬のためのボトルキャップGL 45

溶離液ボトル、試薬ボトルおよび洗浄ボトル用、乾燥管および吸引チューブ用コネクタ付き。



1 PCS 6.1608.070 Eluent bottle / 2 L / GL 45



1 PCS 6.1618.020 Thread adapter S 40 to GL 45



1 PCS 6.1624.000 Adapter SGJ 14 for 6.1619.XXX Adsorber tube



1 PCS

6.1805.120

FEP tubing / M6 / 100 cm



1 PCS

6.1829.020

FEP aspiration tube M6, 0.5 m



1 PCS

6.1831.030

PEEK capillary 0.75 mm i.d. / 3 m



1 PCS

6.1831.120

PEEK capillary 0.25 mm i.d., 45 cm



1 PCS

6.1834.090

Connecting tubing for degasser pump, 125 mm



1 PCS

6.2053.030

固定ベルト、6.2744.340用、25 x 50 mm


固定ベルト、IC機器 Dosino グラジェント用



1 PCS

6.2057.210

Holder for Dosino to IC instruments



1 PCS

6.2744.070

Pressure screw short



1 PCS

6.2744.080

M6 thread / UNF 10/32 adapter



1 PCS

6.2744.340

6-port adapter 4 × UNF 10/32, 2 × UNF 1/4-28



1 PCS

6.2744.350

PEEK pressure screw 14 mm, 3 pcs.

