



ICアクセサリー: MiPCT-ME

6.5330.160

マトリックス除去（MiPCT-ME）機能を備えたメトロームインテリジェント濃度調整技術のドジーノ設置のための付属品セット。

納品範囲 6.5330.160

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	6.1805.120	FEP tubing / M6 / 100 cm



1 PCS

6.1608.070

Eluent bottle / 2 L / GL 45



1 PCS

6.1819.110

FEP aspiration tubing to canister



1 PCS

6.1619.000


807 Dosing Unit 用乾燥管



2 PCS

6.1618.020

Thread adapter S 40 to GL 45



2 PCS

6.2744.010

Pressure screw 5x



1 PCS

6.1808.060

T connector / M6 inner



3 PCS

6.2744.080

M6 thread / UNF 10/32 adapter



1 PCS

6.1602.160

溶離液および試薬のためのボトルキャップGL 45

溶離液ボトル、試薬ボトルおよび洗浄ボトル用、乾燥管および吸引チューブ用コネクタ付き。



2 PCS

6.1014.200

Metrosep I Trap 1 - 100/4.0

Metrosep I Trap 1 - 100/4.0 カラムは、水溶液中のイオン性、すなわち陽イオンおよび陰イオン性の汚染を除去するのに使用されます。特に「MISP」、すなわち「メトロームインラインサンプル前処理」の一環における給送水の洗浄において、その使用が推奨されます。Metrosep I Trap 1 - 100/4.0 カラムの使用により、システムブランクへの給送水の影響を大きく抑制することができます。



2 PCS

6.1805.040

FEP tubing / M6 / 9 cm



1 PCS

6.1624.000


Adapter SGJ 14 for 6.1619.XXX Adsorber tube



1 PCS

6.2057.210

Holder for Dosino to IC instruments



2 PCS

6.1831.180

PEEK Capillary 0.5 mm i.d., 3 m



1 PCS

6.2841.120

Liquid Handling Station、左

Swing Head 付きサンプルチェンジャー用の洗浄ステーションと希釈ステーションの組み合わせ。タワーの右側から取り付けます。



2 PCS

6.1580.150

807 Dosing Unit 5 mL、付属品なし



1 PCS

6.1825.280

Transfer tubing PFA, 20 mL

