



## IC機器: MiPuT

6.5330.170

サンプルピックアップのドジーノ設置のための付属品セット（メトロームのインテリジェントピックアップインジェクション技術）。

納品範囲 6.5330.170

| Qt.   | Order no.  | 説明                          |
|-------|------------|-----------------------------|
| 1 PCS | 6.1014.200 | Metrosep I Trap 1 - 100/4.0 |

Metrosep I Trap 1 - 100/4.0 カラムは、水溶液中のイオン性、すなわち陽イオンおよび陰イオン性の汚染を除去するのに使用されます。特に「MISP」、すなわち「メトロームインラインサンプル前処理」の一環における給送水の洗浄において、その使用が推奨されます。Metrosep I Trap 1 - 100/4.0 カラムの使用により、システムブランクへの給送水の影響を大きく抑制することができます。



1 PCS      6.1602.160      溶離液および試薬のためのボトルキャップGL 45

溶離液ボトル、試薬ボトルおよび洗浄ボトル用、乾燥管および吸引チューブ用コネクタ付き。



1 PCS      6.1608.070      Eluent bottle / 2 L / GL 45



1 PCS      6.1618.020      Thread adapter S 40 to GL 45



1 PCS      6.1624.000      Adapter SGJ 14 for 6.1619.XXX Adsorber tube



1 PCS      6.1805.120      FEP tubing / M6 / 100 cm



---

1 PCS      6.1808.090      Thread adapter M8 outer / M6 inner



---

1 PCS      6.1819.110      FEP aspiration tubing to canister



---

1 PCS      6.1825.290      PEEK sample loop 250 µL



1 PCS

6.1831.100

PEEK capillary 0.25 mm i.d., 1 m



1 PCS

6.1841.000


PEEK transfer capillary 2 mL, 5 m



1 PCS

6.2057.210

Holder for Dosino to IC instruments



1 PCS

6.2624.100

Pick-up needle MF



1 PCS

6.2744.010

Pressure screw 5x



1 PCS

6.2744.080

M6 thread / UNF 10/32 adapter



1 PCS

6.2833.010

Needle/tube holder 1/16 in.



1 PCS

6.2841.120

Liquid Handling Station、左

Swing Head 付きサンプルチェンジャー用の洗浄ステーションと希釈ステーションの組み合わせ。タワーの右側から取り付けます。



1 PCS

6.1580.120

807 Dosing Unit 2 mL、付属品なし



1 PCS

6.9920.231

Retaining plate for sample rack 159 x 2 mL + 3 x 300 mL



1 PCS

6.1619.000

807 Dosing Unit 用乾燥管

